



**Pour franchir facilement les marches**

Matière synthétique particulièrement stable et ultralégère; capacité de charge testée jusqu'à 300 kg; revêtement garanti antidérapant, même mouillé; bords fluorescents; toutes les rampes se plient en un tournemain.

## DECPAC® STANDARD

A	B	C	D
Longueur: 1200 mm Largeur: 750 mm Poids: 6 kg	Longueur: 1350 mm Largeur: 750 mm Poids: 9 kg	Longueur: 1650 mm Largeur: 750 mm Poids: 10 kg	Longueur: 2000 mm Largeur: 750 mm Poids: 14,5 kg

Les rampes **DECPAC** sont particulièrement légères, robustes et utilisables de multiples façons. Elles sont une aide indispensable partout où les roues doivent franchir des marches

## DECPAC® EBL

Développée et testée en collaboration avec des entreprises de transports publics. Les rebords latéraux de retenue des roues offrent une sécurité supplémentaire en cas de transfert devant être effectué rapidement. Ses autres avantages sont:



- manègement très simple pour le personnel
- encombrement réduit de la rampe pliée dans le véhicule
- nettoyage facile, pas d'entretien
- investissement minime, pas de frais d'entretien, grande utilité




A	B	C	D
Longueur: 1200 mm Largeur: 820 mm Poids: 9 kg	Longueur: 1350 mm Largeur: 820 mm Poids: 11 kg	Longueur: 1650 mm Largeur: 820 mm Poids: 13 kg	Longueur: 2000 mm Largeur: 820 mm Poids: 16 kg

## DECPAC® PERSONAL

Il n'y a pas plus maniable et plus compacte !

La rampe idéale pour franchir tous les petits obstacles tels que bordures de trottoirs, seuils de portes surélevés, etc.

Seulement 4 kg pour une capacité de charge de 300 kg.  
Déplier, poser, c'est prêt !



Longueur: 700 mm  
Largeur: 740 mm  
Poids: 4 kg




DECPAC PERSONAL et MULTI PURPOSE

## DECPAC® MULTI PURPOSE

La variante un peu plus longue et large de la rampe PERSONAL. Particulièrement appropriée pour les personnes conduisant elles-mêmes leur fauteuil roulant et devant respecter les directives de sécurité en matière de déclivité réduite et de largeur de passage.

Cette rampe est aussi idéale pour le secteur commercial et les services de livraison à domicile.



Longueur: 870 mm  
Largeur: 830 mm  
Poids: 6 kg



## DECPAC® SAC DE TRANSPORT

La rampe pliée PERSONAL ou MP sera toujours à votre disposition si vous la transportez dans ce sac sur votre fauteuil roulant. Le sac est très résistant et se nettoie simplement, comme la rampe, avec de l'eau.