


Immunologie



Grille : la syphilis

Barème	Saisie de données	Interprétations	Barème
0,25	Lorsque les microbilles sont seules (témoin), la préparation est homogène: les microbilles sont dispersées.	Il n'existe pas de formation de complexe immuns	0,25
0,5	Lorsque les microbilles sont en contact avec le sérum de l'individu 1 non syphilitique, la préparation est homogène: les microbilles sont dispersées.	Il n'existe pas de formation de complexes immuns: le sérum de l'individu 1 ne contient pas d'anticorps anti-syphilis	0,5
0,5	Lorsque les microbilles sont en contact avec le sérum de l'individu 2 à tester, la préparation présente des amas de microbilles	Il y a formation de complexes immuns: le sérum de l'individu 2 contient des anticorps anti- syphilis qui se lient aux antigènes tréponémiques: il est donc séropositif pour le tréponème pâle. L'individu 2 a été en contact avec la souche infectieuse.	1