



ACAN		HGPO !	!	
Acide urique		HIV		
ACE		IgG / E / A / M		
AFP		Insuline		
Albumine		LDH	!	
Alcoolémie		Lipase		
Aldolase		Lithium		
Anomalie lipidique EAL !		Magnésium sérique		
Ac anti TPO / TG		MNI test		
Ac autres		NFS / Plaquettes		
ASLO ASDOR		NT-Pro BNP	!	
βhCG		Oestradiol		
Bilirubine		PAL	!	
CA125/15.3/19.9		Phosphore		
Calcium	!	Potassium	!	
Capacité fixation Fer		Progest. / Testost.		
Chlamydiae trachomatis		Prolactine		
Chlore		Protides		
Chol / Trigly !		PSA		
CMV		PTH		
Cortisol (Avant 10h le matin)		RAI		
CPK	!	Phadiatop / Trophatop		
Créatinine	!	Réticulocytes		
CRP	!	Réserve alcaline		
Cycle glycémique	!	Rubéole		
D Dimères	!	Sodium		
Dépa /Carbamaz /Digo		Sulfate DHEA		
EBV		Syphilis		
Electrophorèse Prot.		T3 / T4		
Fer serique		TGO / TGP		
Ferritine		Thyroglobuline		
Fibrinogène	!	Toxoplasmose		
FSH / LH		TCA	!	
GGT		TP / INR	!	
Glycémie !	!	Troponine	!	
Groupe / Rhésus / Phé		TSH		
Haptoglobine		Urée		
HbA1c		Vit. B12, B6, B9, D2, D3		
Hépatites A, B, C		VS (Noir OU Violet)		
Hépatite C PCR		Waalser rose / Latex		

Tube Sec :

Tube sec avec gel :

Tube Fluoré :

Urgence transport <2h: !

Ordre de prélèvement :

Tube citrate :

Tube EDTA :

Tube VS:

Prélèvement à jeun : !

